

Spray nazal Forte Sintofarm

- soluție salină cu acid hialuronic și argint -

DISPOZITIV MEDICAL



Spray nazal Forte Sintofarm

Spray nazal Forte Sintofarm este un spray ce conține soluție salină hipertonică 3% cu acid hialuronic și argint coloidal.

MECANISM DE ACȚIUNE

Datorită efectului osmotic al soluției saline, are o acțiune decongestionantă mecanică asupra căilor respiratorii superioare, fluidizează mucusul și facilitează eliminarea acestuia, îmbunătățește respirația. În plus, acidul hialuronic hidratează mucoasa, reducând uscăciunea. Datorită acțiunii stabilizatoare a argintului asupra acidului hialuronic, Spray-ul nazal Forte Sintofarm are o acțiune umectantă de lungă durată. Datorită soluției hipertonică, facilitează eliminarea excesului de mucus datorat gripei sau condițiilor alergice.

INDICAȚII

Spray nazal Forte Sintofarm facilitează eliminarea secrețiilor nazale. Adjuvant în tratamentul rinitei și al stărilor iritative ce afectează mucoasa nazală. Util în hidratarea și igiena foselor nazale, facilitează eliminarea mucusului nazal.

COMPOZIȚIE

Substanțe active: soluție salină hipertonică și acid hialuronic. Conservant: argint coloidal.

MOD DE UTILIZARE

Pulverizați o dată sau de două ori în fiecare nară, așteptați câteva secunde în timp ce soluția picură ușor și suflați nasul. Utilizați în funcție de necesitate, chiar și de mai multe ori pe zi.

DOZARE

Pulverizați o dată sau de două ori în fiecare nară, de mai multe ori pe zi.

ATENȚIONĂRI

A nu se utiliza dacă există hipersensibilitate sau alergii individuală la una sau mai multe componente. A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor. În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și contactați medicul.

DEPOZITARE

Se păstrează la temperatura camerei, departe de surse de căldură și de lumină directă. Data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corect.

DATA DE EXPIRARE

A se vedea data de expirare de pe ambalaj. A nu se folosi după data de expirare indicată.

PREZENTARE

Flacon de 20 ml cu pulverizator.



Producător: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1- Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (NA) ITALY

Distribuitor: SC Sintofarm SA, str.
Ziduri între Vii nr. 22, sector 2,
București, ROMÂNIA

DATA ULTIMEI REVIZUIRI: IANUARIE 2021

Legendă simboluri



Lot nr.



Data de expirare



Consultați instrucțiunile de utilizare



Dispozitiv Medical



A se păstra între 4 și 30°C



Aruncați gunoiul la coș



Producator